

Sistema de RCP eletrônico

Acionamento e controle eletrônicos



reddot award 2021
winner



CE ISO

Mercado Global



Amoul Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.



Building 5C, Skyworth Innovation Industry Park, Tangtuo 1st Road,
Baoan District, Shenzhen, P.R.China
+86 755-26072286
www.amoulmed.com
info@amoulmed.com

Amoulmed ambulshenzhen.Tech Amoulmed Amoulmed




E6

Sistema de Compressão Torácica

www.amoulmed.com

Amoul
We Innovate to Save Lives



Seguro

Eficaz

Intuitivo

A maneira mais segura e eficaz de fazer RCP

Ressuscitador Cardiopulmonar E6

Simula RCP manual

Compressão torácica



Modos de RCP

15 : 2
30 : 2
Compressão contínua
Em conformidade com as diretrizes da AHA e do ERC



Fonte de energia

Fonte de alimentação CA/CC
Carregamento da bateria durante a operação para garantir o uso ininterrupto do equipamento



EtCO₂

Sensor de capnografia para monitoramento de CO₂ em tempo real (opcional)



Portátil

Compacto e leve, apenas 8,9 kg


Fácil de instalar

1. Posicione a placa posterior sob o paciente
2. Fixe a parte principal do E6 na placa posterior
3. Com apenas um clique, defina a posição inicial da ventosa de compressão
4. Instale a cinta de estabilização do paciente




Tela sensível ao toque

Tela colorida sensível ao toque de 3,5" com interface intuitiva
Operação simplificada, facilita o trabalho de resgate e poupa tempo precioso no socorro ao paciente



Tela principal



Menu do sistema



Histórico de alarmes